

INSTRUCCIONES DE USO DE LAS PINZAS LASVI

Es conveniente que las PINZAS LASVI sean utilizadas durante dos horas diarias y colocarse las mismas conforme a las instrucciones de uso para obtener resultados positivos, en caso contrario podrían no surtir el efecto deseado.

Frente a un espejo, abra la PINZA LASVI y colóquela en la oreja, poniéndola en el mismo lugar y de la misma forma que aparece en las figuras 1 y 2. Hay una PINZA LASVI que debe colocarse en la oreja Derecha (Inscripción DERECHA) y otra en la oreja Izquierda (Inscripción IZQUIERDA). Es conveniente ponerse las dos PINZAS.

figura 1




figura 2



figura 3

Observar la posición de los salientes internos de la PINZA. Deben de ajustarse sobre la parte externa de la oreja. (en forma de Columna Vertebral imaginaria).



Lo normal es que se produzca un alivio después de tener puestas las PINZAS LASVI durante dos o tres sesiones de **2 horas cada una**. En casos habituales de molestias, es conveniente ponerse las PINZAS LASVI varias veces al día durante **2 horas cada vez**. Las PINZAS LASVI también son recomendadas para deportistas (golf, fútbol, tenis, paddle, etc.).

Con el uso habitual de las PINZAS LASVI, el cuello, nuca, espalda, brazos y piernas que han mantenido posturas inadecuadas, en tensión, se relajarán dando una agradable sensación de descanso y alivio.

Es posible que durante las primeras sesiones sienta molestias en las orejas. Esto es porque como la oreja y las distintas partes de su cuerpo están relacionadas entre sí, es normal que si tiene alguna parte afectada se produzca el reflejo en la oreja. En este caso: Póngase las PINZAS LASVI en la oreja y aguante las molestias unos minutos. Quíteselas durante 5 ó 10 minutos, vuelva a ponérselas, aguantando unos minutos más. Repita esta acción 3 ó 4 veces y no se las ponga más hasta el día siguiente. Así poco a poco, día a día, desaparecerán las molestias en la oreja, y notará más alivio en las partes afectadas.

EL ORIGEN DE LAS PINZAS LASVI

Las PINZAS LASVI tienen como base la Acupuntura, (Medicina Tradicional con miles de años que se utiliza en los hospitales y clínicas de la mayoría de los países orientales). Dentro de la Acupuntura, la oreja, es muy importante, cada parte de nuestro cuerpo, estómago, hígado, columna vertebral, etc. esta reflejado en ella, si sabemos que punto tocar podremos tratar las molestias de todas estas partes, (figura 4).

Las PINZAS LASVI se han creado utilizando el mismo sistema, con sus salientes internos redondeados se estimula el interior de la oreja (Pabellón Auricular), justo en la parte donde se refleja la columna vertebral, zona que podemos ver en la figura 3. Las PINZAS LASVI **relajan los músculos que rodean la columna vertebral, aliviando las molestias y tensiones de el cuello, espalda, brazos, piernas, etc.** A la Auriculoterapia, (técnica que aplica las pinzas), la Organización Mundial de la Salud lo denomina MICROACUPUNTURA.

REFLEJOS ORGÁNICOS EN LA OREJA

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. CORAZÓN | 24. CLAVÍCULA |
| 2. PULMONES | 25. ARTICULACIÓN DEL HOMBRO |
| 3. HÍGADO | 26. HOMBRO |
| 4. BAZO | 27. CODO |
| 5. PÁNCREAS | 28. MUÑECA |
| 6. VESÍCULA BILIAR | 29. MANO |
| 7. RIÑÓN | 30. DEDOS DE LA MANO |
| 8. VEJIGA | 31. LENGUA Y PALADAR |
| 9. ESTÓMAGO | 32. OJOS |
| 10. INTESTINO DELGADO | 33. AMIGDALAS |
| 11. INTESTINO GRUESO | 34. OIDO INTERNO |
| 12. RECTO | 35. CEFALEAS |
| 13. BOCA | 36. HIPOTENSIÓN |
| 14. VERTEBRAS CERVICALES | 37. ENDOCRINO |
| 15. VERTEBRAS DORSALES | 38. GENITAL |
| 16. VERTEBRAS LUMBARES | 39. FRONTAL |
| 17. SACRO | 40. OCCIPITAL |
| 18. GLÚTEOS | 41. INTELECTO |
| 19. NERVIOS CIÁTICOS | 42. ESTREÑIMIENTO |
| 20. ARTICULACIÓN DEL FÉMUR | 43. HIPERTENSIÓN |
| 21. RODILLA | 44. HEMORROIDES |
| 22. PIE | 45. ALERGIA |
| 23. ÚTERO | 46. MAREO |

figura 4



Las PINZAS LASVI tienen como objetivo aliviar y dar una sensación de relajación y bienestar, por tanto no debe en ningún momento dejar de consultar a su médico.